


MASTER α マスターアルファ

Inflation Device

大容量バルーンに最適



大きくて
握りやすい

完全ディスポ製品の為
管理が簡単

視認しやすい圧ゲージ

20 atm

70ml

ORDERING INFORMATION

販売名：MASTER α マスターアルファ

カタログ番号 規格 包装単位

α -1_2070 20atm/70ml 1入

- ◇ 圧解除用スイッチが改良され、滑りやすく解除時の押す力を軽減
- ◇ 30 ATMまで加圧可能

代理店

販売元



グランメイト株式会社

製造販売元 株式会社シルクス

一般医療機器 血管形成バルーン用加圧器
医療機器届出番号：14B3X10015000009

本 社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4-2-1
TEL:043-202-1788 FAX:043-202-1795


埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県川口市新堀町10-31
TEL:048-280-6616 FAX:048-280-6689

〒963-0533 福島県郡山市日和田町八丁目ノ作20-9

MASTER 40 マスター40

Inflation Device

高圧インフレーションに最適



ローテーター付
対高圧三方活栓

大きめに設計されている
圧解除レバー

40 atm

最高耐圧は40atmまで加圧可能

Ideal for high pressure balloon expansion

高耐圧バルーン拡張に最適

30ml Cylinder

30mlシリンジにより速やかなデフレーション

Easy Release Button

リリース時の振動を和らげ簡単に操作

ORDERING INFORMATION

販売名：MASTER 40 マスター 40

カタログ番号

規格

包装単位

THM-001

40atm/30ml

1入

◇30ATMまで加圧可能

代理店

販売元



グランメイト株式会社

製造販売元 株式会社シルクス

一般医療機器 血管形成バルーン用加圧器
医療機器届出番号：14B3X10015000002

本社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4-2-1
TEL:043-202-1788 FAX:043-202-1795

埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県川口市新城町10-31
TEL:048-280-6616 FAX:048-280-6689

〒963-0533 福島県郡山市日和田町八丁目竹ノ作20-9